

MODÈLE	MIO-IONOTENS		
<p style="text-align: center;"><b>CONTENU DU KIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrothérapie TENS/NEMS avec un affichage</li> <li>• 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).</li> <li>• électrodes adhésives prégelées</li> <li>• batterie interne Ni-MH rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge)</li> <li>• chargeur</li> <li>• clip de ceinture</li> <li>• manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes</li> <li>• sac de transport</li> </ul>			
<p style="text-align: center;"><b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes</li> <li>• Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée;</li> <li>• 3 programmes IONOPHORÈSE</li> <li>• 7 programmes RÉHABILITATION</li> <li>• 14 programmes TENS</li> <li>• 13 mémoires libres TENS - NEMS</li> <li>• Clavier digital avec des commandes simples et intuitives;</li> <li>• Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran;</li> <li>• fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible);</li> <li>• écran rétroéclairé;</li> <li>• Intensité maximale de mApp;</li> <li>• dispositif médical certifié CE0476</li> </ul> <p><b>MIO-IONOTENS</b> est un dispositif étudié pour le soin, la réhabilitation et la récupération des nombreuses affections douleurs causées par l'arthrite, l'arthrose, la sciatique, la lombalgie, la cervicale et les entorses musculaires.</p> <p><b>MIO-IONOTENS</b> est équipé de 3 programmes spécifiques pour la IONOPHORÈSE, technique d'électrothérapie qui utilise le courant continu pour introduire un traitement dans une zone de douleur.</p>			
<b>14 Programmes TENS</b>		<b>10 Programmes REHAB</b>	<b>13 MEMOIRES LIBRES</b>
Tens conventionnel (rapide)	Iontophorèse L (basse)	TENS libre 1	
Tens endorphinique (retardé)	Iontophorèse M (moyenne)	TENS libre 2	
Tens aux valeurs maximales	Iontophorèse H (haute)	TENS libre 3	
Anti-inflammatoire	Micro-courant	TENS libre 4	
Cervicalgie/Céphalée myotensive	Hématome	TENS libre 5	
Lombalgie/sciatique	Œdème	NEMS libre 1	
Distorsions/contusions	TENS avec modulation	NEMS libre 2	
Vascularisation	TENS Burst	NEMS libre 3	
Décontractant	Prévention de l'atrophie	NEMS libre 4	
Douleurs de la main et du poignet	Atrophie	NEMS libre 5	
Stimulation plantaire		NEMS alterné	
Epicondylite		NEMS alterné	
Épitrôchléite		Battery test	
Périarthrite			
<p><b>Dimensions:</b> 114 X 68 X 26 mm</p>			